



報 告 書

大工研報第 0424 号

提出試料名	Ag抗菌性凝固消臭剤	1試料
依頼事項	抗菌力	

平成 26 年 4 月 30 日付 第 260157 号で依頼のあった件について
提出試料の試験結果を次のとおり報告します。

1. 提出試料

Ag抗菌性凝固消臭剤 (名称は依頼者の申し出による)

1試料

提出された検体を0.4 g量り取り試料とした。

2. 試験方法

試験は JIS L 1902 を参考にして行った。5 mLの普通ブイヨン培地(栄研化学(株))
で大腸菌 (*Escherichia coli* NBRC3972) を27℃で一晩振盪培養した。本培養液を蒸留
水で1/20濃度に希釈したニュートリエント培地で30,000倍に希釈した。滅菌した容量
30 mLのガラス容器に試料 (0.4 g) を入れ、調製した菌懸濁液0.2 mLを容器中の試料
上に接種し、ふたをして37℃に放置した。接種時および18時間後、容器に20 mLの洗い出
し用生理食塩水を加え、よく攪拌した。0.85%生理食塩水で10倍ずつ4段階希釈し、
これらの液1 mLの生菌数を測定した。対照 (接種時) は試料を入れないガラス容器を
用い同様の操作をした。生菌数の測定は衛生試験法・注解(2005) 1.2.1.1細菌一般試験
法 3) 菌数測定 (1) 混釈平板培養法 (p. 59) を参考にして行った。ただし、微生物の培養
にはSCDLP寒天培地「ダイゴ」(日本製薬(株))を用い、37℃で1日培養した。

(次ページに続く)

平成 26 年 6 月 -2 日

地方独立行政法人大阪市立工業研究所

理 事 長 中 許 昌 美



- ・ニュートリエント培地：肉エキス5.0 g、ペプトン10.0 gを蒸留水1 Lに溶解し pH6.8±0.2とし高圧蒸気滅菌したもの。
- ・洗い出し用生理食塩水：塩化ナトリウム8.5 gおよびポリソルベート80 2.0 gを蒸留水1 Lに溶解し高圧蒸気滅菌したもの。

3. 試験結果

試験菌名	提出試料名	測定	生菌数* (cfu/mL)**	洗い出し液1 mLを採ったSCDLP寒天培地に対応するシャーレ上に検出されたコロニー数
大腸菌	Ag抗菌性凝固消臭剤	接種18時間後	検出限界以下	0
	-	(対照) 接種時	2.7×10^5	300以上

*) 生菌数は、試料に接種した菌懸濁液中での生菌数濃度に換算した。また、シャーレ上に30以上のコロニーが認められた場合に計測した。この場合検出限界は 3.0×10^3 cfu/mLとなる。

**) cfu : コロニー形成単位

— 以 上 —

